






‘Listening’ to the ‘Sound’ of Bacteria Using Raman Scattering Enhanced by Arrays of Nanoparticles




王 玉 麟 (Yuh-Lin Wang)
中研院原分所暨台大物理系
於清大物理系(10/13/2010)



中央研究院
原子分子科學研究所
Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica

用「奈米電漿子晶體」幫你聽細菌的聲音

奈米科技的新世界




原分所 王玉麟




中央研究院
原子分子科學研究所
Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica


Raman Scattering & Molecular Vibration




CH₃ umbrella



C=O stretching




NC stretching
NH bending



$$\Delta\nu = (1/\lambda_{\text{in}}) - (1/\lambda_{\text{out}}) \quad (1/\text{cm})$$



Vibrational Frequency of a Molecular Cello (大提琴)?



$\lambda: 1\text{m} \rightarrow 1\text{nm}$


$\nu: ? \rightarrow ?$



中央研究院
原子分子科學研究所

Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica

Study of Bacteria by Surface Enhanced Raman Spectroscopy



中央研究院
原子分子科學研究所


Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica

Motivations for Fabricating Substrates for Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)

σ (fluorescence) $\sim 10^{-16}$ (cm²/molecule)

σ (Raman) $\sim 10^{-32}$ (cm²/molecule)

First Direct Observation of 'Hot-Spots' in SERS



First Observation of SERS





Fig. 2. Raman spectra of pyridine in solution and at the silver electrode. (A) liquid pyridine; (B) 0.05 M aqueous pyridine; (C) silver electrode 0 V (S.C.E.); (D) -0.2 V; (E) -0.4 V; (F) -0.6 V; (G) -0.8 V; (H) -1.0 V.





S. Nie and S. R Emory Science 275(1997)1102

Exploit field enhancement to increase the Raman signal, facilitating optical spectroscopic detection and study of bio-molecules




Anodization (陽極處理) of Metal Leading to Porous Oxide: an Example of Material Self-organization in 1~100 nm Scale

example: $\text{Al} \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$ (Anodic Alumina)




O. Jessensky, F. Müller, U. Gösele
Appl. Phys. Lett. **72**, 1173 (1998)





- Range of diameter is between several to a few hundreds of nm
- High aspect ratio: b/a can be larger than 1000



Self-organized ordered and disordered anodic alumina nanochannels (氧化鋁奈米管)



A. P. Li *et al.* J. Appl. Phys.
84, 6023 (1998)




C. Y. Liu, A. Datta, Y. L. Wang,
Appl. Phys. Lett. **78**, 120 (2001)




中央研究院
原子分子科學研究所
Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica

2.5 nm/V



H_2SO_4
25V



$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$
40 V



H_3PO_4
160 V




A. P. Li *et al.* J. Appl. Phys. **84**,
6023 (1998)



中央研究院
原子分子科學研究所
Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica


Guiding the growth of anodic alumina nanochannel arrays with focused ion beam (FIB)



- Anodic alumina film with ideally ordered nanochannels are grown on aluminum surfaces that have been pre-patterned by FIB lithography
- The period and arrangement of the lithographic pattern must be similar to that of the self-organized ordered array of nanochannels.





Effect of FIB dose on the order of nanochannels




AFM images of the backside of the nanochannels created by (a) 2×10^{15} (1 ms), (b) 9×10^{15} (6 ms), and (c) 2×10^{16} (12 ms) ions/cm². The insets show the corresponding Fourier transforms of the images. (d) Angular spread of the intensity peaks ($\Delta\theta$) as a function of FIB dwell time.






Fabrication of Ordered Array of Ag-nanoparticles


AAO nanochannel array
with 10 nm channel wall



AAO nanochannel array
partially filled with Ag




AAO nanochannel array
filled with Ag nanocrystals





- USA Patent granted, 2008
- SERS substrate fabrication nanotechnology transferred to MA-tek, 2009



Nanoparticle-Array-based Surface Enhanced Raman Scattering (NPA-based SERS)



Comparison between NPA-based and Traditional SERS



a) NPA-based SERS of 10^{-6} M R6G solution (top) and on a typical SERS substrate prepared by depositing ~ 30 nm Ag on Si (bottom); b) NPA-based SERS at 1509 cm^{-1} as a function of the molecular concentration on a logarithmic scale.



A High Platform for Bacteria Detection and Monitoring

NPA-based SERS


Microbial biology

To detect the changes of bacterial cell wall in the distinct growth phases

Antibiotic susceptibility

To delineate bacteria's response to therapeutic treatments


Discrimination of bacteria



中央研究院
原子分子科學研究所

Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica

Escherichia coli (*E. Coli*, 大腸桿菌)




David S. Goodsell



中央研究院
原子分子科學研究所
Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica

Escherichia coli (*E. Coli*, 大腸桿菌)




David S. Goodsell





中央研究院
原子分子科學研究所

Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica


SERS of Bacteria Cell Wall



Cryo-TEM image of *E. coli*




Gram negative




Gram positive




Basic bacterial cell structure




The cell wall of Gram-positive bacteria



The structure of murein (peptidoglycan)



The cell wall of Gram-negative bacteria




中央研究院
原子分子科學研究所

Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica


Two types of Change of Bacterial Cell Wall Resulting from Antibiotic Treatment

Basic Mechanisms of Antibiotic Action against Bacterial Cells



1. Inhibition of Cell Wall Synthesis (most common mechanism)
Vancomycin / Ampicillin
2. Inhibition of Protein Synthesis (second largest class)
Tetracycline / Gentamicin
3. Alteration of Cell Membranes
4. Inhibition of Nucleic Acid Synthesis

The structure of **murein (peptidoglycan)** and the action site of vancomycin




Vancomycin disrupts peptidoglycan cross-linkage and inhibits steps in murein (peptidoglycan) biosynthesis.



中央研究院
原子分子科學研究所



Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica

Comparison between Raman and SERS of Bacteria



SERS of Single Bacterium

Single
S. Aureus



Nine spectra of *Staphylococcus aureus*, taken every 10 min, are overlapped to demonstrate the reproducibility and stability of SERS signal



中央研究院
原子分子科學研究所


Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica

Typical SERS of Three Types of Bacteria


Cell wall composition

SERS spectrum



Gram-positive



Gram-negative



Acid-fast



Lipid bilayer



Peptidoglycan



Lipid +LPS



Arabinogalactan



Porin



Mycolic acid



Acyl lipid



LAM

(a) *Staphylococcus aureus*


(b) *E.coli*

(c) *Mycobacterium tuberculosis*




中央研究院
原子分子科學研究所
Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica

NPA-based SERS of Gram Positive Bacteria and Protoplast of *S. Aureus*





Stability and Reproducibility of NPA-Based SERS



Spectra from four different substrates



Sequential spectra of the same population over 1 hour



Changes of Bacterial Cell Wall Chemistry During Antibiotic Treatment




Upon the treatment of vancomycin, the spectra of *Staphylococcus aureus* 13649 (vancomycin-susceptible) was dramatically shifted. But the spectra of *Enterococcus faecium* (vancomycin-resistant) 13631 had no changes.



Response of *S. Aureus* to Various Antibiotics

b



Inhibition of Cell Wall Synthesis
(most common mechanism)



Inhibition of Protein Synthesis
(second largest class)



中央研究院
原子分子科學研究所


Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica

Comparison between previous and our ONPA-SERS substrates for bacteria studies




SERS achieved by mixing
Au-nanoparticles with bacteria
Anal. Chem. 2004, 76, 40-47

ONPA-SERS substrate
by IAMS/MA-tek



F. S. = 650 nm



SERS from a substrate with random Au-NP
Chem. Soc. Rev., 2008, 37, 883-884



中央研究院
原子分子科學研究所
Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica

A high speed detection platform based on surface-enhanced Raman scattering for monitoring antibiotic-induced chemical changes in bacteria cell wall

PLoS ONE 4(5), e5470 (2009)

Ting-Ting Liu¹, You-Hsuan Lin², Chia-Sui Hung³, Tian-Jiun Liu², Yu Chen³, Yung-Ching, Huang², Tsung-Heng Tsai⁴, Huai-Hsien Wang^{5,6}, Da-Wei Wang⁴, Juen-Kai Wang^{5,7}, Yuh-Lin Wang^{5,6} & Chi-Hung Lin^{2,3,8,9}


1 Division of Research and Development, National Yang-Ming University, 2 Institute of Biophotonics, School of Biomedical Science and Engineering, National Yang-Ming University, 3 Institute of Microbiology and Immunology, School of Life Science, National Yang-Ming University, Taipei, Taiwan, 4 Institute of Information Science, Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 5 Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 6 Department of Physics, National Taiwan University, 7 Center for Condensed Matter Sciences, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 8 Taipei City Hospital, 9 Taipei Veteran General Hospital.

Correspondence should be J. K. W. (jkwang@ntu.edu.tw), Y. L. W. (ylwnag@pub.iam.s.sinica.edu.tw), or C.-H. L. (linch@ym.edu.tw)



中央研究院
原子分子科學研究所
Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica


High resolution Raman analyzer



- 632.8 and 785 nm excitation
- Spectral coverage: 800 cm^{-1}
- Spectral resolution: 2 cm^{-1}
- Fast multichannel detection
- Combined with microscope



Modular Raman System



- A modular Raman system has been developed to be easily installed and used in biosafety labs.



Custom-Designed Desktop SERS System



中央研究院
原子分子科學研究所
Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica

我們的工作伙伴

王玉麟⁽¹⁾ 謝詠芬⁽²⁾ 王俊凱⁽³⁾ 林奇宏⁽⁴⁾ 王大為⁽⁵⁾
林俊成⁽⁶⁾ 薛博仁⁽⁷⁾ 周如文⁽⁸⁾

- (1) 中央研究院 原子與分子研究所
- (2) 閎康科技股份有限公司
- (3) 台灣大學 凝態科學研究中心
- (4) 陽明大學 微生物及免疫學研究所
- (5) 中研究院 資訊科學研究所
- (6) 清華大學化學系
- (7) 臺大檢驗醫學科
- (8) 衛生署疾管局分枝桿菌實驗室



我們的工作伙伴



中央研究院
原子分子科學研究所

Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica

我們的工作伙伴



品質政策

閎康科技是國內第一家同時通過ISO及IECQ 17025
兩項驗證的獨立實驗室

本公司於2004年同時獲得了ISO 9001以及IECQ 17025認證，成為國內第一家同時通過ISO以及IECQ 17025兩項驗證的獨立實驗室，並通過國際大廠客戶現場考核。本公司歷次尺寸量測結果為全國唯一可追溯至美國國家標準研究所(National Institute of Standards and Technology, NIST) 驗證的標準標準片獨立實驗室，我們可提供客戶國際認證過的絕對準確分析數據。

“準確 節時 準確”、“效率 節時 有說”




2004年 通過ISO 9001:2000認證
2004年 通過IECQ 17025專業實驗室認證
2006年 榮獲經濟部工業局推選為標準企業
2006年 榮獲Deloitte評選本公司為台灣前50(No.32)、亞洲前500(No.157)快速成長公司
2008年 榮獲第九屆工業精緻獎 技術服務獎

www.ma-tek.com



台美檢驗科技公司



Prof. Shahriar Mobashery
University of Notre Dame



薛博仁教授
臺大學醫學院
檢驗醫學科



王大為博士
中研究院
資訊科學研究所



林俊成教授
清華大學化學系




周如文博士
衛生署疾管局
分枝桿菌實驗室



中央研究院
原子分子科學研究所
Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica

Thank you for your attention



‘Certification of diamond using an irreproducible nano-textured pattern
fabricated by ion-beam bombardment induced self-organization
(Taiwan, R.O.C. Patent Number I 203406, April 24, 2006)



中央研究院
原子分子科學研究所
Institute of Atomic and Molecular Sciences
Academia Sinica